



# Safegel<sup>TM</sup> 1day

Lentille jetable journalière en hyaluronate-gel pour toutes amétropies

## Indication

Safegel-1day est une lentille jetable journalière pour toutes amétropies en port quotidien ou occasionnel :

### Myopes et hypermétropes

- Safegel-1day : asphérique

### Astigmatés

- Safegel-1day Toric : torique postérieure

La gamme de lentilles journalières Safegel-1day offre l'**efficacité et le confort de l'acide hyaluronique**, un polymère naturel améliorant la lubrification et l'hydratation de la surface oculaire.

## Caractéristiques techniques

Matériau Hyaluronate-gel 60 % bleutée  
Dk/e 40 x 10<sup>-9</sup>

### Safegel-1day

Rayon R<sub>0</sub> 8,60 mm

Diamètre Ø<sub>T</sub> 14,10 mm

Puissances P De +7,00 à +4,50 δ par pas de 0,50 δ  
De +4,00 à -6,00 δ par pas de 0,25 δ  
De -6,00 à -12,00 δ par pas de 0,50 δ

### Safegel-1day Toric

Rayon R<sub>0</sub> 8,70 mm

Diamètre Ø<sub>T</sub> 14,40 mm

Puissances P Sphères : Plan à -4,75 δ par pas de 0,25 δ  
De -5,00 à -8,00 δ par pas de 0,50 δ  
Cylindres : -1,00 et -1,75 δ  
Axes : 180°, 10°, 20°, 160°, 170°, 90°

Conditionnement Boîte de 30 et 90 lentilles

## Consignes

Renouvellement Journalier