

Conversion

Dioptrie/Rayon en mm

Dioptries	mm
37,50	9,00
37,75	8,94
38,00	8,88
38,25	8,82
38,50	8,77
38,75	8,71
39,00	8,65
39,25	8,60
39,50	8,54
39,75	8,49
40,00	8,44
40,25	8,39
40,50	8,33
40,75	8,28
41,00	8,23
41,25	8,18
41,50	8,13
41,75	8,08
42,00	8,04
42,25	7,99
42,50	7,94
42,75	7,89
43,00	7,85
43,25	7,80
43,50	7,76
43,75	7,71
44,00	7,67
44,25	7,63
44,50	7,58
44,75	7,54
45,00	7,50
45,25	7,46
45,50	7,42
45,75	7,38
46,00	7,34
46,25	7,30
46,50	7,26
46,75	7,22
47,00	7,18
47,25	7,14
47,50	7,11
47,75	7,07
48,00	7,03

Dioptries	mm
48,25	6,99
48,50	6,96
48,75	6,92
49,00	6,89
49,25	6,85
49,50	6,82
49,75	6,78
50,00	6,75
50,25	6,72
50,50	6,68
50,75	6,65
51,00	6,62
51,25	6,59
51,50	6,55
51,75	6,52
52,00	6,49
52,25	6,46
52,50	6,43
52,75	6,40
53,00	6,37
53,25	6,34
53,50	6,31
53,75	6,28
54,00	6,25
54,25	6,22
54,50	6,19
54,75	6,16
55,00	6,14
55,25	6,11
55,50	6,08
55,75	6,05
56,00	6,03
56,25	6,00
56,50	5,97
56,75	5,95
57,00	5,92
57,25	5,90
57,50	5,87
57,75	5,84
58,00	5,82
58,25	5,79
58,50	5,77
58,75	5,74

Tél. +33 231 86 66 56 - Fax. +33 231 86 66 86
info@laboratoire-lcs.com



Conversion

Verre/Lentille

Verre	Lentille -	Lentille +	Verre	Lentille -	Lentille +
4,00	3,75	4,25	10,75	9,50	12,50
4,25	4,00	4,50	11,00	9,50	12,75
4,50	4,25	4,75	11,25	9,75	13,25
4,75	4,50	5,00	11,50	10,00	13,50
5,00	4,75	5,25	11,75	10,25	13,75
5,25	5,00	5,75	12,00	10,50	14,25
5,50	5,25	6,00	12,25	10,50	14,50
5,75	5,25	6,25	12,50	10,75	15,00
6,00	5,50	6,50	12,75	11,00	15,25
6,25	5,75	6,75	13,00	11,00	15,75
6,50	6,00	7,00	13,25	11,25	16,00
6,75	6,25	7,50	13,50	11,50	16,25
7,00	6,50	7,75	13,75	11,75	16,75
7,25	6,75	8,00	14,00	11,75	17,00
7,50	6,75	8,25	14,25	12,00	17,50
7,75	7,00	8,50	14,50	12,25	17,75
8,00	7,25	9,00	14,75	12,50	18,25
8,25	7,50	9,25	15,00	12,50	18,75
8,50	7,75	9,50	15,50	13,00	19,50
8,75	7,75	9,75	16,00	13,25	20,25
9,00	8,00	10,25	16,50	13,50	21,00
9,25	8,25	10,50	17,00	14,00	21,75
9,50	8,50	10,75	17,50	14,25	22,75
9,75	8,75	11,25	18,00	14,50	23,50
10,00	8,75	11,50	18,50	15,00	24,25
10,25	9,00	11,75	19,00	15,25	25,25
10,50	9,25	12,25	20,00	15,75	27,00

Mentions légales : dispositif médical de classe IIa ; Marquage CE délivré par l'organisme notifié SGS (0120) ; Fabricant : LCS ; Il est expressément invité à lire la notice d'instruction qui accompagne le dispositif lors de la livraison ; Dispositif éligible à la LPPR sous la référence 2251545 pour tout porteur qui se verra délivrer une prescription médicale certifiant que les conditions médicales définies dans le TIPS sont remplies (Kératocône, Astigmatisme irrégulier, myopie de l'ordre de 8 dioptries, aphaquie, anisométrie supérieure à 3 dioptries, strabisme accommodatif). Date de mise à jour : 01/2017.