

# Conversion

## Dioptrie/Rayon en mm

dioptries	mm
37,50	9,00
37,75	8,94
38,00	8,88
38,25	8,82
38,50	8,77
38,75	8,71
39,00	8,65
39,25	8,60
39,50	8,54
39,75	8,49
40,00	8,44
40,25	8,39
40,50	8,33
40,75	8,28
41,00	8,23
41,25	8,18
41,50	8,13
41,75	8,08
42,00	8,04
42,25	7,99
42,50	7,94
42,75	7,89
43,00	7,85
43,25	7,80
43,50	7,76
43,75	7,71
44,00	7,67
44,25	7,63
44,50	7,58
44,75	7,54
45,00	7,50
45,25	7,46
45,50	7,42
45,75	7,38
46,00	7,34
46,25	7,30
46,50	7,26
46,75	7,22
47,00	7,18
47,25	7,14
47,50	7,11
47,75	7,07
48,00	7,03

dioptries	mm
48,25	6,99
48,50	6,96
48,75	6,92
49,00	6,89
49,25	6,85
49,50	6,82
49,75	6,78
50,00	6,75
50,25	6,72
50,50	6,68
50,75	6,65
51,00	6,62
51,25	6,59
51,50	6,55
51,75	6,52
52,00	6,49
52,25	6,46
52,50	6,43
52,75	6,40
53,00	6,37
53,25	6,34
53,50	6,31
53,75	6,28
54,00	6,25
54,25	6,22
54,50	6,19
54,75	6,16
55,00	6,14
55,25	6,11
55,50	6,08
55,75	6,05
56,00	6,03
56,25	6,00
56,50	5,97
56,75	5,95
57,00	5,92
57,25	5,90
57,50	5,87
57,75	5,84
58,00	5,82
58,25	5,79
58,50	5,77
58,75	5,74

# Conversion

## Verre/lentille

Verre	Lentille -	Lentille +	Verre	Lentille -	Lentille +
4,00	3,75	4,25	10,75	9,50	12,50
4,25	4,00	4,50	11,00	9,50	12,75
4,50	4,25	4,75	11,25	9,75	13,25
4,75	4,50	5,00	11,50	10,00	13,50
5,00	4,75	5,25	11,75	10,25	13,75
5,25	5,00	5,75	12,00	10,50	14,25
5,50	5,25	6,00	12,25	10,50	14,50
5,75	5,25	6,25	12,50	10,75	15,00
6,00	5,50	6,50	12,75	11,00	15,25
6,25	5,75	6,75	13,00	11,00	15,75
6,50	6,00	7,00	13,25	11,25	16,00
6,75	6,25	7,50	13,50	11,50	16,25
7,00	6,50	7,75	13,75	11,75	16,75
7,25	6,75	8,00	14,00	11,75	17,00
7,50	6,75	8,25	14,25	12,00	17,50
7,75	7,00	8,50	14,50	12,25	17,75
8,00	7,25	9,00	14,75	12,50	18,25
8,25	7,50	9,25	15,00	12,50	18,75
8,50	7,75	9,50	15,50	13,00	19,50
8,75	7,75	9,75	16,00	13,25	20,25
9,00	8,00	10,25	16,50	13,50	21,00
9,25	8,25	10,50	17,00	14,00	21,75
9,50	8,50	10,75	17,50	14,25	22,75
9,75	8,75	11,25	18,00	14,50	23,50
10,00	8,75	11,50	18,50	15,00	24,25
10,25	9,00	11,75	19,00	15,25	25,25
10,50	9,25	12,25	20,00	15,75	27,00

**Mentions légales :** Les lentilles de contact souples, hybrides, rigides et sclérales fabriquées par le laboratoire LCS sont des dispositifs médicaux de classe IIa et portent le marquage CE 1639. Veuillez vérifier les instructions figurant sur l'emballage et la notice d'utilisation (remise à chaque porteur) pour recommander à vos patients une utilisation correcte et sécuritaire de ces lentilles mais aussi leur confirmer la durée de port ainsi que la période de renouvellement. Ces dispositifs médicaux sont pris en charge par l'assurance maladie dans les indications suivantes : kératocône, astigmatisme irrégulier, myopie supérieure ou égale à 8 dioptries, aphakie, anisométrie à 3 dioptries non corrigées par des lunettes, strabisme accommodatif. Date de mise à jour : 02/2020